

Daiyamondo Diamond Polishing Paste

Dental Polishing Paste with Diamond Powder

GENEL BİLGİLER

Kagayaki® Daiyamondo, kliniklerin, hastanelerin, polikliniklerin ve diş hekimliği muayenahanelerinin diş hekimliği bölümlerinde, konservatif diş hekimliği, protetik diş hekimliği ve diş teknisyenliği alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, şırınga içinde tedarik edilen, elmas tozu içeren dental cila macunudur.

Macun, kompozitlerden, seramikten ve cam iyonomerlerden yapılan restorasyonlara ayna gibi bir parlaklık kazandırmak için kullanılır.

Daiyamondo'nun bir keçe/yün cila diski veya keçi kılı fırça ile birlikte kullanılması önerilir.

KULLANIM AMACI VE KULLANIM ENDİKASYONLARI

Kagayaki® Daiyamondo, kompozitlerden, seramikten ve cam iyonomerlerden yapılan restorasyonlara pürüzsüzlük ve yoğun bir parlaklık kazandırmak için tasarlanmıştır.

Ürün, yürürlükteki iş güvenliği düzenlemelerine ve bu kullanım talimatlarına uygun olarak yalnızca diş hekimliği profesyonelleri tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

BİLEŞİM

- Nemlendirici.
- Elmas tozu (partikül boyutu 0,1–1 µm).
- Solubilizan (çözünürleştirici).
- Kıvam artırıcı.
- Aroma verici.
- Koruyucu.
- Boyar madde.

KONTRENDİKASYONLAR VE OLASI YAN ETKİLER

Hastanın listelenen bileşenlerden herhangi birine karşı bilinen bir alerjisi veya aşırı duyarlılığı varsa ürünü kullanmayın.

Ürün amaçlandığı şekilde ve bu kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında herhangi bir advers reaksiyon beklenmez.

Yanlış kullanımla ilişkili olası riskler arasında macunla temas nedeniyle ciltte, gözlerde veya ağız mukozasında tahriş ile macunun tedavi boyunca cila aleti üzerinde tutulmaması durumunda işlem gören yüzeyin aşırı ısınması yer alır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

- Yalnızca profesyonel dental kullanım içindir.
- Yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerine ve bu kullanım talimatlarına uygun olarak kullanın.
- Ürün kullanılırken koruyucu gözlük takılmalıdır.

- Ambalajda belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın.
- Ambalaj veya şırınga hasarlıysa ürünü kullanmayın.
- İşlem gören yüzeyin aşırı ısınmasını önlemek için cilalama işlemi boyunca macunun cila aleti üzerinde bulunmasını sağlayın.
- Cila aletinin kullanım talimatlarında önerilen dönüş hızını aşmayın; aşırı hız, işlem gören yüzeyin aşırı ısınmasına veya macunun sıçramasına neden olabilir.
- Macunun cilt ve gözlerle temasından kaçının.
- Macunun kontaminasyonunu ve kurumasını önlemek için her kullanımdan hemen sonra şırınga kapağını sıkıca kapatın.
- Ürünü ısıdan ve doğrudan güneş ışığından uzak tutun.
- Gözlerde, ciltte veya ağız mukozasında tahriş olması veya kazara yutma durumunda tıbbi yardım alın.

KULLANIM TALİMATLARI

- Kullanmadan önce ambalajın ve şırınganın hasarsız olduğundan emin olun.
- Ambalajı açın.
- Şırıngadan kapağı çıkarın.
- Cila aletine (keçe/yün cila diski veya keçi kılı fırça) az miktarda macun (yaklaşık 3 mm) uygulayın.
- Uyguladıktan hemen sonra şırınga kapağını sıkıca kapatın.
- Macunu işlem görecekt yüzeye ince bir tabaka halinde yayın.
- Yüzeyi cila aletinin kullanım talimatlarına uygun olarak cilalayın.
- İşlem gören yüzeyin aşırı ısınmasını veya macunun sıçramasını önlemek için cila aletinin kullanım talimatlarında önerilen dönüş hızını aşmayın.
- En iyi cilalama sonucu için işlem gören yüzey suyla nemlendirilebilir.
- Kullanımdan sonra macunu suyla durulayın.

SAKLAMA, TAŞIMA VE RAF ÖMRÜ

Ürünü, kır, kimyasallar, ısı ve olası mekanik hasardan korunan yerlerde, +5 °C ile +25 °C arası hava sıcaklığında ve %80'i geçmeyen bağıl hava neminde, kapalı ortamlarda saklayın. Doğrudan güneş ışığından uzak tutun.

Tıbbi cihaz, ilgili taşıma türüne uygulanan sevkiyat kurallarına uygun olarak herhangi bir kapalı taşıma yöntemiyle sevk edilebilir.

Kötü saklama koşulları raf ömrünü kısaltabilir ve ürüne zarar verebilir.

Garanti raf ömrü: 2 yıl.

Üretim tarihi, son kullanma tarihi, LOT numarası ve ürün numarası ürün ambalajında (etiket) belirtilmiştir.

İMHA

Kullanımdan sonra şırıngayı ve varsa ambalajı, yerel mevzuata ve diş kliniğinin kullanılmış dental materyallere ilişkin prosedürlerine uygun olarak atın.

AMBALAJ İÇERİĞİ

Daiyamondo macunu — 1 adet (1 g'lık şırınga).

CİDDİ OLAYLARIN BİLDİRİLMESİ

Cihazla ilgili meydana gelen her ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir. Şüpheli bir ciddi olayla ilgili sorular support@kagayaki.eu adresine de gönderilebilir.

ÜRETİCİ VE AB YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Üretici: Shenzhen Kagayaki Technology Co., Ltd., 301, Building 1, Zhenyu 2nd Road, Fifth Industrial Zone, Yulu Community, Yutang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China. EUDAMED Tek Kayıt Numarası (SRN): CN-MF-000050831.

AB Yetkili Temsilcisi: Aleksandra Bashinskaia, Urbanização Crastos, Lote 43, 8400-450, Porches, Portugal. EUDAMED Tek Kayıt Numarası (SRN): PT-AR-000050489. Telefon: +351 926605123. E-posta: ra.pt@kagayakipolish.com.

Genel sorular veya şikâyet göndermek için support@kagayaki.eu ile iletişime geçin.

BELGE BİLGİLERİ

- Elmas tozlu Kagayaki Daiyamondo dental cila macunu için Kullanım Talimatları.

SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

 Kullanım talimatlarına bakın	 Tekrar kullanmayın
 Dikkat	 Tıbbi cihaz
 CE işareti	 Sıcaklık sınırı
 Güneş ışığından uzak tutun	 Kuru tutun
 Steril değildir	 Üretici
 Avrupa Birliği yetkili temsilcisi	 Katalog numarası
 Parti kodu	 Son kullanma tarihi
 Benzersiz cihaz tanımlayıcısı	 Üretim ülkesi

BU TALİMATIN KAPSADIĞI ÜRÜNLER

Ürün	REF	EAN / GTIN
Prophy paste "Kagayaki Daiyamondo", 1 g	DP01E	06978412680292

Revizyon 1 · Yaymlandı 2026-07-06 · Son güncelleme 2026-07-06