



ROUND FLEX

RoundFlex Polishing Discs

Dental Finishing and Polishing Discs

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Kagayaki RoundFlex είναι μία οικογένεια οδοντιατρικών δίσκων φινιρίσματος και στύλωσης, διαθέσιμη ως RoundFlex, RoundFlex T, RoundFlex M και RoundFlex H, σε κοκκομετρία χονδρή, μεσαία, λεπτή και εξαιρετικά λεπτή. Η διάμετρος του δίσκου, η χρωματική κωδικοποίηση και ο εξοπλισμός με στελέχη διαφέρουν μεταξύ των σειρών προϊόντων. βλ. «Τεχνικές προδιαγραφές» και «Περιεχόμενο συσκευασίας» παρακάτω, καθώς και τον αριθμό είδους στη συσκευασία του προϊόντος (ετικέτα).

Οι δίσκοι RoundFlex, RoundFlex T και RoundFlex M τοποθετούνται σε στέλεχος που συνδέει τον δίσκο με συμβατή οδοντιατρική χειρολαβή και παρέχονται μαζί με ένα ή περισσότερα στέλεχη, όπως αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος (ετικέτα). Οι δίσκοι RoundFlex H παρέχονται χωρίς στέλεχος. Όλα τα στέλεχη είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα και είναι επαναχρησιμοποιήσιμα.

Ο ίδιος ο δίσκος προορίζεται αποκλειστικά για μία χρήση και δεν πρέπει να επανεπεξεργάζεται. Το στέλεχος είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και πρέπει να καθαρίζεται, να συσκευάζεται και να αποστειρώνεται με ατμό πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση σε ασθενή - βλ. «Καθαρισμός και αποστείρωση του στέλεχους» παρακάτω.

Οι δίσκοι και τα στέλεχη παρέχονται μη αποστειρωμένα.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι δίσκοι RoundFlex προορίζονται για τη σταδιακή μηχανική φινιρίσμα της επιφάνειας οδοντιατρικών αποκατάστασεων: αφαίρεση περισσεύσις υλικού αποκατάστασης, διαμόρφωση της τελικής ανατομικής μορφής, εξομάλυνση ανωμαλιών και δημιουργία λείας, γυαλιστερής επιφάνειας.

Οι δίσκοι ενδείκνυνται για την επεξεργασία των στοματικών, προστομαϊκών, εγγύς (προσεγγιστικών) και πλευρικών επιφανειών αποκαταστάσεων σε πρόσθια και οπίσθια δόντια. Δεν προορίζονται για την επεξεργασία μασητικών επιφανειών.

Το προϊόν προορίζεται να χρησιμοποιείται μόνο από επαγγελματίες οδοντιάτρους, σε οδοντιατρικές κλινικές, νοσοκομεία και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας εργασίας και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Διαθέσιμες κοκκομετρίες: χονδρή, μεσαία, λεπτή και εξαιρετικά λεπτή.
- Δίσκοι RoundFlex: διατίθενται σε διαμέτρους 9,6 mm και 12,6 mm, με χρωματική κωδικοποίηση Χονδρή (σκούρο καφέ), Μεσαία (ανοιχτό καφέ), Λεπτή (πορτοκαλί) και Εξαιρετικά Λεπτή (κίτρινο).
- Δίσκοι RoundFlex T και RoundFlex M: διατίθενται σε διαμέτρους 9,5 mm και 12,7 mm, με χρωματική κωδικοποίηση Χονδρή (σκούρο καφέ), Μεσαία (ανοιχτό καφέ), Λεπτή (πορτοκαλί) και Εξαιρετικά Λεπτή (κίτρινο).
- Δίσκοι RoundFlex H: διατίθενται σε διαμέτρους 10 mm, 12 mm και 14 mm, με χρωματική κωδικοποίηση Χονδρή (μπλε), Μεσαία (πράσινο), Λεπτή (κίτρινο) και Εξαιρετικά Λεπτή (λευκό).
- Υλικά δίσκου: υπόστρωμα από τереφθαλικό πολυαιθυλένιο και λειαντικό από οξείδιο του αργιλίου- υλικό κεντρικού δακτύλιου: πολυμερές, ορείχαλκος ή επιχρωμιωμένος ορείχαλκος.
- Υλικά στέλεχους: ανοξείδωτος χάλυβας. Οι δίσκοι RoundFlex παρέχονται με ένα μακρύ και ένα κοντό στέλεχος- οι δίσκοι RoundFlex T και RoundFlex M παρέχονται ο καθένας με ένα στέλεχος- οι δίσκοι RoundFlex H παρέχονται χωρίς στέλεχος.
- Συνιστώμενη ταχύτητα: 10.000 σ.α.λ. για χονδρούς και μεσαίους δίσκους· 20.000 σ.α.λ. για λεπτούς και εξαιρετικά λεπτούς δίσκους.
- Μέγιστη ταχύτητα: 20.000 σ.α.λ. για όλες τις κοκκομετρίες.
- Δεν προορίζεται για χρήση με χειρολαβές αεροστρόβιλου.

Ποτέ μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα περιστροφής.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι γνωστό ότι ο ασθενής είναι αλλεργικός ή έχει υπερευαίσθησία σε οποιοδήποτε από τα υλικά του προϊόντος: τереφθαλικό πολυαιθυλένιο, οξείδιο του αργιλίου, πολυμερές, ορείχαλκο, επιχρωμιωμένο ορείχαλκο ή ανοξείδωτο χάλυβα.

Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες αντιδράσεις όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό του.

Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με ακατάλληλη χρήση περιλαμβάνουν υπερθέρμανση της επεξεργασμένης επιφάνειας, εγκαύματα μαλακών ιστών ή αποκόλληση του δίσκου από το στέλεχος, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί από εισρόφηση, κατάποση ή τραυματισμό του οφθαλμού ή των μαλακών ιστών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μόνο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας εργασίας και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Ο δίσκος παρέχεται μη αποστειρωμένος και προορίζεται αποκλειστικά για μία χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε ή επανεπεξεργάζεστε τον δίσκο.
- Το στέλεχος παρέχεται μη αποστειρωμένο, είναι επαναχρησιμοποιήσιμο και πρέπει να επανεπεξεργάζεται πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση σε ασθενή.
- Δεν προορίζεται για την επεξεργασία μασητικών επιφανειών.
- Δεν προορίζεται για χρήση με χειρολαβές αεροστρόβιλου.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή έχει ανοιχτεί πριν από τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τον δίσκο εάν είναι ορατές ρωγμές, αποσπάσματα, γρέζια, αποκόλληση της επικάλυψης ή μόνωση στην επιφάνειά του. Μη χρησιμοποιείτε το στέλεχος εάν έχει υποστεί ζημιά.
- Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος είναι σταθερά στερεωμένο στη χειρολαβή και ότι ο δίσκος περιστρέφεται ομαλά χωρίς εκκεντρότητα- μόνο τότε το εργαλείο είναι έτοιμο για ασφαλή χρήση.

- Αποφεύγετε την επαφή της επιφάνειας της αποκατάστασης με το στέλεχος ή τον δακτύλιο του δίσκου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό.
- Επεξεργαστείτε την αποκατάσταση προς μία μόνο κατεύθυνση, από τα ούλα προς την αποκατάσταση. Η κίνηση προς αντίθετη κατεύθυνση, πέρα από το όριο της αδαμαντίνης, δεν συνιστάται.
- Ασκήστε ελαφριά πίεση και αφήστε τον δίσκο να κάνει τη δουλειά.
- Η χρήση των δίσκων σε υψηλή ταχύτητα, με παρατεταμένο χρόνο επαφής ή με υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της επεξεργασμένης επιφάνειας, εγκαύματα μαλακών ιστών ή αποκόλληση του δίσκου από το στέλεχος, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί από εισρόφηση, κατάποση ή τραυματισμό του οφθαλμού ή των μαλακών ιστών.
- Πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά κατά τη χρήση των δίσκων.
- Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν γίνει εισρόφηση ή κατάποση δίσκου ή θραύσματος, ή σε περίπτωση τραυματισμού του οφθαλμού, του δέρματος ή του στοματικού βλεννογόνου.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Μετά τη χρήση, απορρίψτε τον δίσκο. Το στέλεχος μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μόνο μετά από υποχρεωτικό καθαρισμό, συσκευασία και αποστείρωση με ατμό- βλ. «Καθαρισμός και αποστείρωση του στέλεχους» παρακάτω.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Ανοίξτε τη συσκευασία αμέσως πριν από τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του δίσκου είναι απαλλαγμένη από ρωγμές, αποσπάσματα, γρέζια, αποκόλληση της επικάλυψης και μόνωση.
- Τοποθετήστε το επανεπεξεργασμένο στέλεχος σε συμβατή οδοντιατρική χειρολαβή. Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι το στέλεχος είναι σταθερά στερεωμένο στη χειρολαβή.
- Τοποθετήστε ομαλά τον δίσκο στο στέλεχος έως ότου εδράσει πλήρως. ο δίσκος δεν πρέπει να ταινιέται. Ελέγξτε ότι το εργαλείο περιστρέφεται ομαλά. Μόνο τότε το εργαλείο είναι έτοιμο για ασφαλή χρήση.
- Αποφεύγετε την επαφή της επιφάνειας της αποκατάστασης με το στέλεχος ή τον δακτύλιο του δίσκου.
- Επεξεργαστείτε την αποκατάσταση προς μία μόνο κατεύθυνση, από τα ούλα προς την αποκατάσταση. Αποφεύγετε την κίνηση του εργαλείου προς την αντίθετη κατεύθυνση, πέρα από το όριο της αδαμαντίνης.
- Ασκήστε ελαφριά πίεση και αφήστε τον δίσκο να κάνει τη δουλειά.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τη σειρά κοκκομετριών από χονδρή έως εξαιρετικά λεπτή χωρίς να παραλείπετε βήματα- βλ. «Συνιστώμενη σειρά» παρακάτω.
- Μετά την εργασία, απορρίψτε τον δίσκο. Καθαρίστε, συσκευάστε και αποστειρώστε με ατμό το στέλεχος πριν από την επαναχρησιμοποίηση- βλ. «Καθαρισμός και αποστείρωση του στέλεχους» παρακάτω.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ

- Χονδρή — Διαμόρφωση περιγράμματος: αφαίρεση περισσεύσις υλικού αποκατάστασης και επεξεργασία του περιγράμματος της αποκατάστασης. Συνιστώμενη ταχύτητα: 10.000 σ.α.λ.
- Μεσαία — Λείανση: διαμόρφωση της τελικής ανατομικής μορφής της αποκατάστασης, εξομάλυνση ανωμαλιών και εξομάλυνση της μετάβασης μεταξύ αποκατάστασης και δοντιού. Συνιστώμενη ταχύτητα: 10.000 σ.α.λ.
- Λεπτή — Στύλωση: δημιουργία λείας επιφάνειας αποκατάστασης με εμφάνιση παρόμοια με τον φυσικό οδοντικό ιστό. Συνιστώμενη ταχύτητα: 20.000 σ.α.λ.
- Εξαιρετικά λεπτή — Γυάλισμα: τελικό στάδιο φινιρίσματος για μια εντελώς λεία, καθρεπτιζουσα επιφάνεια αποκατάστασης. Συνιστώμενη ταχύτητα: 20.000 σ.α.λ.

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τους δίσκους προοδευτικά από χονδρή έως εξαιρετικά λεπτή, χωρίς να παραλείπετε βήματα.

Μην υπερβαίνετε ταχύτητα 20.000 σ.α.λ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ

- Το στέλεχος — παρέχεται σε κοντό και τυπικό μέγεθος, αμφότερα από ανοξείδωτο χάλυβα — είναι επαναχρησιμοποιήσιμο. Οι ακόλουθες οδηγίες επανεπεξεργασίας ισχύουν αποκλειστικά για το στέλεχος και ακολουθούν τις γενικές αρχές του προτύπου EN ISO 17664-1. Οι δίσκοι RoundFlex είναι αποκλειστικά μίας χρήσης και δεν πρέπει να καθαρίζονται, να απολυμαίνονται, να αποστειρώνονται ή να επαναχρησιμοποιούνται.
- Πριν από την πρώτη χρήση και αμέσως μετά από κάθε χρήση σε ασθενή, αφαιρέστε το στέλεχος από τη χειρολαβή, αφαιρέστε τον χρησιμοποιούμενο δίσκο από το στέλεχος και απορρίψτε τον δίσκο σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες. Ξεκινήστε την επανεπεξεργασία αμέσως, καθώς τα ξηραμένα υπολείμματα είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν.
- Για τον χειροκίνητο καθαρισμό, αφαιρέστε τα ορατά υπολείμματα από το στέλεχος με ξέπλυμα και βούρτσισμα κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό άνω των 40 °C με μαλακή βούρτσα, έως ότου δεν παραμείνι ορατό υπόλειμμα. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικές βούρτσες ή σύρμα καθαρισμού. Εάν χρησιμοποιείται απορρυπαντικό ή ενζυμικό διάλυμα καθαρισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού προϊόντος σχετικά με τη συγκέντρωση, την ποιότητα του νερού, τη θερμοκρασία και τον χρόνο επαφής- μη χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν ισχυρά οξέα, ισχυρά αλκάλια, υπεροξείδιο του υδρογόνου ή οργανικούς διαλύτες.
- Όταν χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένος καθαρισμός και απολύμανση, επεξεργαστείτε το στέλεχος σε κατάλληλα συντηρημένη, ελεγμένη, βαθμονομημένη και εγκεκριμένη συσκευή πλύσης-απολύμανσης σύμφωνη με το πρότυπο EN ISO 15883-1, χρησιμοποιώντας επικυρωμένο πρόγραμμα κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση οδοντιατρικά εργαλεία και τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού προϊόντος.
- Στεγνώστε το στέλεχος με καθαρό πανί χωρίς νουόδι.
- Πριν από κάθε χρήση, συμπεριλαμβανομένου πριν από τον πρώτο κύκλο αποστείρωσης, επιθεωρήστε το στέλεχος υπό κανονικό φωτισμό για ρωγμές, αποσπάσματα, γρέζια, διάβρωση, αποχρωματισμό, παραμόρφωση, λυσιμενία τμήματα, ψαθυρότητα ή ελλείποντα τμήματα. Απορρίψτε το στέλεχος εάν εντοπιστεί οποιοδήποτε τέτοιο ελάττωμα- ένα κατεστραμμένο στέλεχος δεν πρέπει να αποστειρώνεται ή να επαναχρησιμοποιείται.

- Τοποθετήστε το καθαρισμένο, ελεγμένο και στεγνωμένο στέλεχος σε σκαουλάκι αποστείρωσης με ατμό από χαρτί/πλαστικό ή σε δοχείο κατάλληλο για αποστείρωση με ατμό και σύμφωνο, όπου ισχύει, με το πρότυπο EN ISO 11607-1. Χρησιμοποιήστε συσκευασία κατάλληλη για το στέλεχος και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά αυτόκλειστα ή διαλύματα ψυχρής αποστείρωσης.
- Κατά την αποστείρωση με ατμό, αποφεύγετε την άμεση επαφή του στέλεχους με μεταλλικά μέρη του θαλάμου του αυτόκλειστου, καθώς αυτές οι επιφάνειες ενδέχεται να υπερβαίνουν την καθορισμένη θερμοκρασία.
- Για χρήση στην ΕΕ, αποστειρώστε με ατμό το συσκευασμένο στέλεχος σε επικυρωμένο κύκλο προκαταργασίας κενού στους 134 °C, με χρόνο έκθεσης 3 λεπτών και ελάχιστο χρόνο στεγνώματος 14 λεπτών. Χρησιμοποιήστε αποστειρωτή ατμού σύμφωνο με το πρότυπο EN 285 ή EN 13060, ανάλογα με την περίπτωση. Μην υπερβαίνετε θερμοκρασία αποστείρωσης 135 °C.
- Ο αποστειρωτής ατμού πρέπει να υποβάλλεται σε πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του. Η οδοντιατρική μονάδα είναι υποθετική για την εκπαίδευση του προσωπικού, την τακτική παρακολούθηση και την επικύρωση της διαδικασίας επανεπεξεργασίας που χρησιμοποιείται.
- Μετά την αποστείρωση και πριν από τη χρήση, ελέγξτε την αποστειρωμένη συσκευασία για ζημιές. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, συσκευάστε εκ νέου το στέλεχος και επαναλάβετε τη διαδικασία αποστείρωσης. Εάν το στέλεχος δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, διατηρήστε το στην ανέπαφη αποστειρωμένη συσκευασία έως τη χρήση.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Αποθηκεύτε το προϊόν σε κλειστός χώρο· σε θερμοκρασία αέρα από +10 °C έως +25 °C, με σχετική υγρασία αέρα όχι μεγαλύτερη από 80%, σε σημεία προστατευμένα από ρύπους, χημικές ουσίες, θερμότητα και πιθανή μηχανική βλάβη. Διατηρείτε μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να αποστέλλεται με οποιοδήποτε καλυμμένο μέσο μεταφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες αποστολής που ισχύουν για το εκάστοτε μέσο μεταφοράς.

Ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής και να βλάψουν το προϊόν.

Εγγυημένη διάρκεια ζωής: 3 έτη.

Η ημερομηνία κατασκευής, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός LOT και ο αριθμός είδους αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος (ετικέτα).

ΑΠΟΡΙΨΗ

Ο δίσκος είναι αναλώσιμο οδοντιατρικό υλικό μίας χρήσης. Μετά τη χρήση, απορρίψτε τον δίσκο σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία και τις διαδικασίες της οδοντιατρικής μονάδας για χρησιμοποιημένα οδοντιατρικά υλικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Δίσκοι RoundFlex — σειρά προϊόντος, διάμετρος, κοκκομετρία και ποσότητα όπως αναγράφεται στη συσκευασία του προϊόντος (ετικέτα) και τον αριθμό είδους- βλ. «Προϊόντα που καλύπτονται από αυτές τις οδηγίες» παρακάτω.

Ανάλογα με τον αριθμό είδους, η συσκευασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα στέλεχη (RoundFlex: ένα μακρύ και ένα κοντό στέλεχος· RoundFlex T και RoundFlex M: ένα στέλεχος). Το RoundFlex H παρέχεται χωρίς στέλεχος.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο κατανής. Ερωτήματα σχετικά με ένα πιθανό σοβαρό περιστατικό μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο support@kagayaki.eu.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Κατασκευαστής: Shenzhen Kagayaki Technology Co., Ltd., 301, Building 1, Zhenyu 2nd Road, Fifth Industrial Zone, Yulu Community, Yutang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China. Ενιαίος αριθμός καταχώρισης EUDAMED (SRN): CN-MF-000050831.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ: Aleksandra Bashinskais, Urbanização Crastos, Lote 43, 8400-450, Parches, Portugal. Ενιαίος αριθμός καταχώρισης EUDAMED (SRN): PT-AR-000050489. Τηλέφωνο: +351 926605123. Email: ra.pt@kagayakipolish.com.

Για γενικά ερωτήματα ή για την υποβολή παραπόνου, επικοινωνήστε με το support@kagayaki.eu.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΥ

- Οδηγίες Χρήσης για τους δίσκους στίλβωσης Kagayaki RoundFlex.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

 Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης

 Προσοχή

 Σήμανση CE

 Διατηρείτε μακριά από το ηλιακό φως

 Μη αποστειρωμένο

 Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

 LOTΚωδικός παρτίδας

 UDIΜοναδικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος

 Μην επαναχρησιμοποιείτε

 MDΙατροτεχνολογικό προϊόν

 Όριο θερμοκρασίας

 Διατηρείτε στεγνό

 Κατασκευαστής

 REFΑριθμός καταλόγου

 Ημερομηνία λήξης

 Χώρα κατασκευής

