



SATORI-SHINE

## Satori Shine Polishing Discs

Dental Finishing and Polishing Discs

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Kagayaki Satori Shine είναι ένα χρωματικά κωδικοποιημένο σύστημα τεσσάρων σταδίων οδοντιατρικών δίσκων φινιρίσματος και στίλβωσης, διαθέσιμο σε χονδρή, μέτρια, λεπτή και εξαιρετικά λεπτή κοκκομετρία.

Οι δίσκοι τοποθετούνται σε έναν παρεχόμενο άξονα στήριξης δίσκου που συνδέει τον δίσκο με μια συμβατή οδοντιατρική χειρολαβή. Κάθε συσκευασία περιέχει έναν επαναχρησιμοποιήσιμο ανοξείδωτο άξονα και δύο πλαστικούς άξονες μίας χρήσης.

Κάθε δίσκος προορίζεται αποκλειστικά για μία χρήση. Ο ανοξείδωτος άξονας είναι επαναχρησιμοποιήσιμος και πρέπει να καθαρίζεται, να συσκευάζεται και να αποστειρώνεται με ατμό πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση σε ασθενή- βλ. «Καθαρισμός και αποστείρωση του μεταλλικού άξονα» παρακάτω. Ο πλαστικός άξονας προορίζεται αποκλειστικά για μία χρήση.

Οι δίσκοι και οι άξονες παρέχονται μη αποστειρωμένους.

### ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι δίσκοι Satori Shine προορίζονται για το σταδιακό μηχανικό φινίρισμα οδοντικών αποκαταστάσεων από υλικά έμφρασης: αφαίρεση περισσεύς υλικού αποκατάστασης, διαμόρφωση της τελικής ανατομικής μορφής, εξομάλυνση ανωμαλιών και επίτευξη λείας, γυαλιστερής επιφάνειας.

Οι δίσκοι ενδείκνυνται για την επεξεργασία στοματικών (γλωσσικών ή υπερωίων), προστομαικών (χειλικών ή παρεικών) και εγγύς (προσεγγιστικών ή σημείων επαφής) επιφανειών αποκαταστάσεων σε πρόσθια και οπίσθια δόντια. Δεν προορίζονται για επεξεργασία μασητικών επιφανειών.

Ο προβλεπόμενος πληθυσμός ασθενών είναι ασθενείς με πρόσθιες ή οπίσθιες οδοντικές αποκαταστάσεις από υλικά έμφρασης που απαιτούν διαμόρφωση περιγνάθιας, φινιρίσμα, στίλβωση ή γυάλισμα. Το κλινικό όφελος έγκειται στην υποστήριξη της αποκατάστασης της τελικής ανατομικής μορφής και στην επίτευξη λείας, στίλβωμένης επιφάνειας αποκατάστασης.

Το προϊόν προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από επαγγελματίες οδοντιάτρους σε οδοντιατρικές κλινικές, νοσοκομεία, οδοντατρεία και οδοντοτεχνικά εργαστήρια, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας εργασίας και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Διαθέσιμες κοκκομετρίες και χρωματική κωδικοποίηση: Χονδρή (μοβ), Μέτρια (ροζ), Λεπτή (πράσινο) και Εξαιρετικά λεπτή (λευκό).
- Διαθέσιμες διάμετροι δίσκου: 8 mm και 12 mm.
- Υλικά δίσκου: βάση από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο και λεαντικό οξειδίου του αλουμινίου- υλικό κεντρικού δακτυλίου: πολυμερές. Ο παρεχόμενος επαναχρησιμοποιήσιμος άξονας είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και ο παρεχόμενος άξονας μίας χρήσης είναι κατασκευασμένος από πλαστικό.
- Κάθε συσκευασία περιέχει έναν επαναχρησιμοποιήσιμο ανοξείδωτο άξονα και δύο πλαστικούς άξονες μίας χρήσης.
- Μέγιστη ταχύτητα με τον ανοξείδωτο άξονα: 15.000 σ.α.λ.
- Μέγιστη ταχύτητα με τον πλαστικό άξονα: 5.000 σ.α.λ.
- Δεν προορίζεται για χρήση με χειρολαβές αεροστρόβιλου.

Ποτέ μην υπερβαίνετε τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα περιστροφής.

### ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν είναι γνωστό ότι ο ασθενής είναι αλλεργικός ή έχει υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα υλικά του δίσκου: τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο, οξείδιο του αλουμινίου ή πολυμερές.

Δεν έχουν εντοπιστεί ανεπιθύμητες αντιδράσεις όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.

Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με ακατάλληλη χρήση περιλαμβάνουν υπερθέρμανση της επεξεργασμένης επιφάνειας, εγκαύματα μαλακών ιστών ή αποκόλληση του δίσκου από τον άξονα, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί από εισρόφηση, κατάποση ή τραυματισμό του οφθαλμού ή των μαλακών ιστών.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μόνο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφάλειας εργασίας και τις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Ο δίσκος παρέχεται μη αποστειρωμένος και προορίζεται αποκλειστικά για μία χρήση.
- Ο ανοξείδωτος άξονας παρέχεται μη αποστειρωμένος, είναι επαναχρησιμοποιήσιμος και πρέπει να καθορίζεται, να συσκευάζεται και να αποστειρώνεται με ατμό πριν από την πρώτη χρήση και μετά από κάθε χρήση σε ασθενή.
- Ο πλαστικός άξονας παρέχεται μη αποστειρωμένος και προορίζεται αποκλειστικά για μία χρήση.
- Δεν προορίζεται για επεξεργασία μασητικών επιφανειών.
- Δεν προορίζεται για χρήση με χειρολαβές αεροστρόβιλου.
- Μη χρησιμοποιείτε τον δίσκο εάν η συσκευασία του έχει υποστεί ζημιά ή εάν είναι ορατές ρωγμές, σπασίματα, γρέζια, αποκόλληση της επικάλυψης ή μόλυνση στον δίσκο. Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή ελαττωματικό πλαστικό άξονα, ούτε καταστραμμένο, ελαττωματικό, διαβρωμένο ή φθαρμένο ανοξείδωτο άξονα.
- Πριν ξεκινήσετε την εργασία, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας είναι σταθερά στερεωμένος στη χειρολαβή και ότι ο δίσκος περιστρέφεται ομαλά χωρίς εκκεντρότητα- μόνο τότε το εργαλείο είναι έτοιμο για ασφαλή χρήση.
- Αποφύγετε την επαφή της επιφάνειας της αποκατάστασης με τον άξονα ή τον δακτύλιο του δίσκου, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό.
- Αποφύγετε την επαφή μεταξύ του περιστρεφόμενου δίσκου και μαλακών ιστών.
- Κινείτε τον δίσκο μόνο προς μία κατεύθυνση, απομακρυνόντάς τον από τα ούλα και διαμέσου της αποκατάστασης. Μην κινείτε τον δίσκο προς την αντίθετη κατεύθυνση, από την αποκατάσταση προς τα ούλα, και μην τον αφήνετε να υπερβεί το όριο της αδαμαντίνης.

• Ασκείτε ελαφριά πίεση και αφήστε τον δίσκο να κάνει τη δουλειά.

• Η χρήση του δίσκου σε υπερβολική ταχύτητα, για παρατεταμένο χρόνο επαφής ή με υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της επεξεργασμένης επιφάνειας, εγκαύματα μαλακών ιστών ή αποκόλληση του δίσκου από τον άξονα, η οποία μπορεί να ακολουθηθεί από εισρόφηση, κατάποση ή τραυματισμό του οφθαλμού ή των μαλακών ιστών.

- Χρησιμοποιείτε αναρόφηση για την απομάκρυνση υγρασίας και υπολειμμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Φοράτε προστατευτική μάσκα και προστατευτικά γυαλιά κατά τον χειρισμό της χειρολαβής.
- Αναζητήστε ιατρική βοήθεια εάν εισροφηθεί ή καταποθεί δίσκος ή θραύσμα, ή σε περίπτωση τραυματισμού του οφθαλμού, του δερμάτος, του όραματός ή του βλεννογόνου του στόματος.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Μετά τη χρήση, απορρίψτε τον δίσκο και τον πλαστικό άξονα. Ο ανοξείδωτος άξονας μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί μόνο μετά από υποχρεωτικό καθαρισμό, συσκευασία και αποστείρωση με ατμό- βλ. «Καθαρισμός και αποστείρωση του μεταλλικού άξονα» παρακάτω.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Αφαιρέστε τον απαιτούμενο δίσκο από τη συσκευασία αμέσως πριν από τη χρήση.
- Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του δίσκου είναι απαλλαγμένη από ρωγμές, σπασίματα, γρέζια, αποκόλληση της επικάλυψης και μόλυνση.
- Επιλέξτε τον παρεχόμενο άξονα. Πριν χρησιμοποιήσετε τον επαναχρησιμοποιήσιμο ανοξείδωτο άξονα, βεβαιωθείτε ότι έχει καθαριστεί, συσκευαστεί και αποστειρωθεί με ατμό. Χρησιμοποιείτε νέο πλαστικό άξονα για κάθε ασθενή. Τοποθετήστε τον επιλεγμένο άξονα σε συμβατή οδοντιατρική χειρολαβή και βεβαιωθείτε ότι είναι σταθερά στερεωμένος.
- Τοποθετήστε ομαλά τον δίσκο στον άξονα έως ότου εδράσει πλήρως- ο δίσκος δεν πρέπει να ταλαντεύεται. Εκτελέστε δοκιμαστική λειτουργία και ελέγξτε ότι ο δίσκος περιστρέφεται ομαλά χωρίς εκκεντρότητα. Μόνο τότε το εργαλείο είναι έτοιμο για ασφαλή χρήση.
- Αποφύγετε την επαφή της επιφάνειας της αποκατάστασης με τον άξονα ή τον δακτύλιο του δίσκου και αποφύγετε την επαφή με μαλακούς ιστούς.
- Κινείτε τον δίσκο μόνο προς μία κατεύθυνση, απομακρυνόντάς τον από τα ούλα και διαμέσου της αποκατάστασης. Μην κινείτε τον δίσκο προς την αντίθετη κατεύθυνση, από την αποκατάσταση προς τα ούλα, και μην τον αφήνετε να υπερβεί το όριο της αδαμαντίνης.
- Ασκείτε ελαφριά πίεση και αφήστε τον δίσκο να κάνει τη δουλειά. Χρησιμοποιείτε αναρόφηση για την απομάκρυνση υγρασίας και υπολειμμάτων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, ακολουθήστε τη σειρά κοκκομετρίας από χονδρή έως εξαιρετικά λεπτή χωρίς να παραλείψετε στάδια- βλ. «Συνιστώμενη σειρά» παρακάτω.
- Αφαιρέστε τα υπολείμματα από την επιφάνεια της αποκατάστασης μετά από κάθε στάδιο φινιρίσματος ή στίλβωσης.
- Μετά την εργασία, αφαιρέστε και απορρίψτε τον δίσκο. Εάν χρησιμοποιήθηκε ο πλαστικός άξονας, απορρίψτε τον μετά από κάθε ασθενή. Εάν χρησιμοποιήθηκε ο ανοξείδωτος άξονας, καθαρίστε τον, συσκευάστε τον και αποστειρώστε τον με ατμό πριν από την επαναχρησιμοποίηση- βλ. «Καθαρισμός και αποστείρωση του μεταλλικού άξονα» παρακάτω.

### ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ

- Χονδρή - Διαμόρφωση περιγνάθιας: αφαίρεση περισσεύς υλικού αποκατάστασης και επεξεργασία του περιγνάθιας της αποκατάστασης.
- Μέτρια - Φινιρίσμα: διαμόρφωση της τελικής ανατομικής μορφής της αποκατάστασης, εξομάλυνση ανωμαλιών και εξομάλυνση της μετάβρασης μεταξύ αποκατάστασης και δοντιού.
- Λεπτή - Στίλβωση: επίτευξη λείας επιφάνειας αποκατάστασης με εμφάνιση παρόμοια με τον φυσικό οδοντικό ιστό.
- Εξαιρετικά λεπτή - Γυάλισμα: τελικό στάδιο φινιρίσματος για μία εντελώς λεία επιφάνεια αποκατάστασης με γυαλάδα καθρέφτη.

Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τους δίσκους σταδιακά από τη χονδρή έως την εξαιρετικά λεπτή κοκκομετρία χωρίς να παραλείψετε στάδια.

Μην υπερβαίνετε ταχύτητα 20.000 σ.α.λ.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ

- Οι ακόλουθες οδηγίες επαντεξεργασίας ισχύουν μόνο για τον παρεχόμενο επαναχρησιμοποιήσιμο ανοξείδωτο άξονα στήριξης δίσκου και ακολουθούν τις γενικές αρχές του προτύπου EN ISO 17664-1. Οι δίσκοι Satori Shine και ο παρεχόμενος πλαστικός άξονας προορίζονται αποκλειστικά για μία χρήση.
- Πριν από την πρώτη χρήση και αμέσως μετά από κάθε χρήση σε ασθενή, αφαιρέστε τον ανοξείδωτο άξονα από τη χειρολαβή, αφαιρέστε τον χρησιμοποιούμενο δίσκο από τον άξονα και απορρίψτε τον δίσκο σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες. Ξεκινήστε την επαντεξεργασία άμεσα, καθώς τα ζηραμένα υπολείμματα είναι πιο δύσκολο να αφαιρεθούν.
- Για τον χειρωνακικό καθαρισμό, αφαιρέστε τα ορατά υπολείμματα από τον άξονα ξεπλύνοντας και βουρτσίζοντας κάτω από τρεχούμενο ζεστό νερό άνω των 40 °C με μαλακή βούρτσα, έως ότου δεν παραμένουν ορατά υπολείμματα. Μη χρησιμοποιείτε μαλακίσιες βούρτσες ή σύρμα καθαρισμού. Εάν χρησιμοποιείται απορρυπαντικό ή ενζυμικό διάλυμα καθαρισμού, ακολουθήστε τις οδηγίες τις κατασκευαστή του καθαριστικού παράγοντα σχετικά με τη συγκέντρωση, την ποιότητα του νερού, τη θερμοκρασία και τον χρόνο επαφής- μη χρησιμοποιείτε παράγοντες που περιέχουν ισχυρά οξέα, ισχυρές βάσεις, υπεροξείδιο του υδρογόνου ή οργανικούς διαλύτες.
- Όταν χρησιμοποιείται αυτοματοποιημένος καθαρισμός και απολύμανση, επεξεργαστείτε τον άξονα σε μηχανήμα πλήσης-απολύμανσης που συντηρείται, επιθεωρείται, βαθμονομείται και εγκρίνεται δεινώς, σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 15883-1, χρησιμοποιώντας επικυρωμένο πρόγραμμα κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση οδοντιατρικά εργαλεία και τις οδηγίες του κατασκευαστή του καθαριστικού παράγοντα.
- Στεγνώστε τον άξονα με καθαρό πανί χωρίς χνούδι.
- Πριν από κάθε χρήση, συμπεριλαμβανομένου πριν από τον πρώτο κύκλο αποστείρωσης, επιθεωρήστε τον άξονα υπό κανονικό φωτισμό για ρωγμές, σπασίματα, γρέζια, διάβρωση, αποχρωματισμό, παραμόρφωση, λυγισμένα τμήματα, φθορότητα ή ελλιπή τμήματα. Απορρίψτε τον άξονα εάν εντοπιστεί τέτοιο ελάττωμα- ένας κατεστραμμένος άξονας δεν πρέπει να αποστειρώνεται ούτε να επαναχρησιμοποιείται.

- Τοποθετήστε τον καθαρισμένο, επιθεωρημένο και στεγνωμένο άξονα σε φάκελο αποστείρωσης με ατμό από χαρτί/πλαστικό ή σε δοχείο κατάλληλο για αποστείρωση με ατμό και σύμφωνο, όπου εφαρμόζεται, με το πρότυπο EN ISO 11607-1. Χρησιμοποιήστε συσκευασία κατάλληλη για τον άξονα και ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά αυτόκλειστα ή διαλύματα ψυχρής αποστείρωσης.
- Κατά τη διάρκεια της αποστείρωσης με ατμό, αποφύγετε την άμεση επαφή μεταξύ του άξονα και μεταλλικών μερών του θαλάμου του αυτόκλειστου, καθώς αυτές οι επιφάνειες ενδέχεται να υπερβούν την καθορισμένη θερμοκρασία.
- Για χρήση στην ΕΕ, αποστειρώστε με ατμό τον συσκευασμένο άξονα σε επικυρωμένο κύκλο προκενού στους 134 °C με χρόνο έκθεσης 3 λεπτών και ελάχιστο χρόνο στεγνώματος 14 λεπτών. Χρησιμοποιήστε αποστειρωτά ατμού σύμφωνα με το πρότυπο EN 285 ή EN 13060, ανάλογο με την περίπτωση. Μην υπερβαίνετε θερμοκρασία αποστείρωσης 135 °C.
- Ο αποστειρωτής ατμού πρέπει να υποβάλλεται σε πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του αποστειρωτή. Η οδοντιατρική μονάδα είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευση του προσωπικού, την τακτική παρακολούθηση και την επικύρωση της χρησιμοποιούμενης διαδικασίας επαντεξεργασίας.
- Μετά την αποστείρωση και πριν από τη χρήση, ελέγξτε τη σειρά συσκευασίας για ζημιές. Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, επανασυσκευάστε τον άξονα και επαναλάβετε τη διαδικασία αποστείρωσης. Εάν ο άξονας δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, διατηρήστε τον στην άθικτη στείρα συσκευασία του έως τη χρήση.

### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε κλειστός χώρους σε θερμοκρασία αέρα από +10 °C έως +25 °C, με σχετική υγρασία αέρα όχι μεγαλύτερη από 80%, σε μέρη προστατευμένα από ρύπανση, χημικές ουσίες, θερμότητα και πιθανή μηχανική ζημιά. Διατηρείτε μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν μπορεί να αποστέλλεται με οποιοδήποτε στεγασμένο μέσο μεταφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες αποστολής που ισχύουν για το σχετικό μέσο μεταφοράς.

Ακατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια ζωής και να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν.

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες.

Η ημερομηνία παραγωγής, η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός LOT και ο αριθμός είδους αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος (ετικέτα).

### ΑΠΟΡΙΨΗ

Μετά τη χρήση, απορρίψτε τον δίσκο μίας χρήσης και τους πλαστικούς άξονες μίας χρήσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες της οδοντιατρικής μονάδας για δυνητικά μολυσμένα οδοντιατρικά υλικά.

Απορρίψτε τον επαναχρησιμοποιήσιμο ανοξείδωτο άξονα εάν έχει υποστεί ζημιά, είναι ελαττωματικός, διαβρωμένος, φθαρμένος, παραμορφωμένος ή κατά τα άλλα ακατάλληλος για ασφαλή επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες της οδοντιατρικής μονάδας.

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Δίσκοι Satori Shine - διάμετρος, κοκκομετρία και ποσότητα όπως αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος (ετικέτα) και αριθμός είδους- βλ. «Προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία» παρακάτω. Ένας επαναχρησιμοποιήσιμος ανοξείδωτος άξονας και δύο πλαστικοί άξονες μίας χρήσης.

### ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/ και ο ασθενής. Ερωτήματα σχετικά με ένα πιθανό σοβαρό περιστατικό μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο support@kagayaki.eu.

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Κατασκευαστής: Shenzhen Kagayaki Technology Co., Ltd., 301, Building 1, Zhenyu 2nd Road, Fifth Industrial Zone, Yulu Community, Yutang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China. Ενιαίος αριθμός καταχώρισης EUDAMED (SRN): CN-MF-000050831.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ: Aleksandra Bashinskaja, Urbanização Crastos, Lote 43, 8400-450, Parches, Portugal. Ενιαίος αριθμός καταχώρισης EUDAMED (SRN): PT-AR-000050489. Τηλέφωνο: +351 926605123. Email: ra.pl@kagayakipolish.com.

Για γενικά ερωτήματα ή για την υποβολή παραπόνων, επικοινωνήστε με το support@kagayaki.eu.

### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

- Οδηγίες χρήσης για τους οδοντιατρικούς δίσκους φινιρίσματος και στίλβωσης Kagayaki Satori Shine.

### ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

|  |                                                    |
|--|----------------------------------------------------|
|  | Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης                  |
|  | Προσοχή                                            |
|  | Σήμανση CE                                         |
|  | Διατηρείτε μακριά από το ηλιακό φως                |
|  | Μη αποστειρωμένοι                                  |
|  | Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση |
|  | Κωδικός παρτίδας                                   |
|  | Μοναδικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος |

Μην επαναχρησιμοποιείτε - Ισχύει για τον δίσκο και τον πλαστικό άξονα

Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Όριο θερμοκρασίας

Διατηρείτε στεγνό

Κατασκευαστής

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην

Αριθμός καταλόγου

Ημερομηνία λήξης

Χώρα κατασκευής

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

| Προϊόν                                                                                                                                                             | REF      | EAN / GTIN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 12 mm, Coarse (purple), 30 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                     | SD01011E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 12 mm, Medium (rose), 30 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                       | SD01021E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 12 mm, Fine (green), 30 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                        | SD01031E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 12 mm, Extrafine (white), 30 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                   | SD01041E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 12 mm, Coarse (purple), 10 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                     | SD01012E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 12 mm, Medium (rose), 10 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                       | SD01022E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 12 mm, Fine (green), 10 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                        | SD01032E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 12 mm, Extrafine (white), 10 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                   | SD01042E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 8 mm, Coarse (purple), 30 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                      | SD02011E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 8 mm, Medium (rose), 30 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                        | SD02021E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 8 mm, Fine (green), 30 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                         | SD02031E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 8 mm, Extrafine (white), 30 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                    | SD02041E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 8 mm, Coarse (purple), 10 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                      | SD02012E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 8 mm, Medium (rose), 10 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                        | SD02022E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 8 mm, Fine (green), 10 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                         | SD02032E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", 8 mm, Extrafine (white), 10 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels                                    | SD02042E | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", assortment kit, 12 mm, Coarse, Medium, Fine, and Extrafine, 40 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels | SD013E   | —          |
| Polishing discs "Kagayaki Satori Shine", assortment kit, 8 mm, Coarse, Medium, Fine, and Extrafine, 40 pcs, with 1 stainless-steel mandrel and 2 plastic mandrels  | SD023E   | —          |
|                                                                                                                                                                    |          |            |