



STARLINE-STRIPS

StarLine Dental Polishing Strips

Dental Abrasive Strips

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

StarLine Dental-Polierstreifen sind unsterile, zum einmaligen Gebrauch bestimmte Dentalabrasivstreifen für die professionelle zahnmedizinische Anwendung.

Die Streifen bestehen aus einem dünnen, flexiblen Lavsan-Träger, der mit Aluminiumoxid-Abrasiv beschichtet ist. Jeder Streifen verfügt über eine nicht abrasive Aussparung in der Mitte, die das Einführen zwischen den approximalen Kontaktpunkten erleichtert, sowie über zwei abrasive Arbeitsbereiche für die schrittweise Ausarbeitung und Politur.

Der dünne und flexible Träger ermöglicht die Anwendung der Streifen in Approximalbereichen, in denen der Zugang eingeschränkt sein kann.

ZWECKBESTIMMUNG UND ANWENDUNGSGEBIETE

StarLine Dental-Polierstreifen sind für die Ausarbeitung und Politur der Approximalflächen dentaler Restaurationen bestimmt.

Die Streifen können zur schrittweisen Ausarbeitung und Politur approximaler Restaurationsflächen verwendet werden, wenn der Zugang mit rotierenden Instrumenten eingeschränkt ist.

Das Produkt ist ausschließlich zur Anwendung durch zahnmedizinisches Fachpersonal bestimmt.

FARBCODIERTE KÖRNINGEN

- Beige — Grob
- Weiß — Mittel
- Grau — Fein
- Blau — Superfein

Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die Streifen schrittweise von der gröberen zur feineren Körnung.

GEGENANZEIGEN UND MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn beim Patienten eine bekannte Allergie oder Überempfindlichkeit gegen einen der Produktwerkstoffe, einschließlich Lavsan oder Aluminiumoxid, besteht.

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung sind keine spezifischen Nebenwirkungen zu erwarten.

Zu den möglichen Risiken einer unsachgemäßen Anwendung gehören Reizungen oder Verletzungen des Weichgewebes, Beschädigungen der Restaurationsoberfläche oder Beschwerden infolge übermäßigen Drucks oder zu langer Anwendung.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Nur für die professionelle zahnmedizinische Anwendung.
- Das Produkt wird unsteril geliefert.
- Nur zum einmaligen Gebrauch.
- Nicht wiederverwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn die Verpackung beschädigt ist oder vor der Anwendung geöffnet wurde.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn der Streifen beschädigt, kontaminiert, eingerissen, übermäßig verbogen oder delaminiert ist oder wenn sich die abrasive Beschichtung ablöst.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck während der Anwendung.

- Eine zu lange Anwendung oder übermäßiger Druck kann Wärme erzeugen und die Restauration oder angrenzendes Gewebe schädigen.
- Gehen Sie bei Arbeiten in der Nähe von Weichgewebe vorsichtig vor.
- Spülen Sie den Arbeitsbereich zwischen den einzelnen Abrasivschritten, um Abrasivpartikel und Rückstände zu entfernen.
- Entsorgen Sie gebrauchte Streifen unmittelbar nach der Anwendung gemäß den örtlichen Vorschriften und den Verfahren der zahnmedizinischen Einrichtung.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Entfernen Sie vor der Anwendung überschüssiges Restaurationsmaterial und konturieren Sie die Restauration nach Bedarf mit geeigneten zahnmedizinischen Instrumenten.
2. Wählen Sie den für den erforderlichen Ausarbeitungs- oder Polierschritt geeigneten StarLine Dental-Polierstreifen aus.
3. Öffnen Sie die Verpackung unmittelbar vor der Anwendung.
4. Führen Sie die nicht abrasive Aussparung in der Mitte des Streifens zwischen die approximalen Kontaktpunkte ein.
5. Positionieren Sie den ausgewählten abrasiven Arbeitsbereich auf der auszuarbeitenden oder zu polierenden Restaurationsfläche.
6. Halten Sie beide Enden des Streifens fest und bewegen Sie den abrasiven Bereich mit einer kontrollierten Hin-und-her-Bewegung über die Restaurationsoberfläche.
7. Spülen Sie den behandelten Bereich mit Wasser, um Abrasivpartikel und Rückstände zu entfernen.
8. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf mit der nächstfeineren Körnung.
9. Entsorgen Sie den Streifen nach der Anwendung.

EMPFOHLENE REIHENFOLGE

- Für optimale Ergebnisse verwenden Sie die Streifen schrittweise von der gröberen zur feineren Körnung.
- Beige — Grob / Grobreduktion: Für die erste Ausarbeitung, die Entfernung überschüssigen Restaurationsmaterials, die Formgebung der Restaurationsanatomie und die Entfernung der oberflächlichen sauerstoffinhibierten Schicht.
- Weiß — Mittel / Konturierung: Zur Verringerung der Oberflächenrauheit sowie zur Fertigstellung oder Verfeinerung von Konturen und Rändern.
- Grau — Fein / Ausarbeitung: Zur Entfernung sichtbarer Kratzer, zur Glättung der Restaurationsoberfläche und zur Vorbereitung auf die abschließende Politur.
- Blau — Superfein / Politur: Für die abschließende Politur und eine glatte, hochglänzende Oberfläche.
- Überspringen Sie keine Abrasivschritte, wenn eine hochwertige Endoberfläche erforderlich ist.

LAGERUNG, TRANSPORT UND HALTBARKEIT

Lagern Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen Ort und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, Kontamination, Chemikalien, Hitze und mechanischer Beschädigung.

Empfohlene Lagerbedingungen: Temperatur von +10 °C bis +25 °C; relative Luftfeuchtigkeit höchstens 80 %.

Transportieren Sie das Produkt in geschlossener Verpackung und schützen Sie es vor Feuchtigkeit, Kontamination, Chemikalien, Hitze, direkter Sonneneinstrahlung und mechanischer Beschädigung.

Haltbarkeit: 18 Monate.

Das Verfallsdatum, die LOT-Nummer und die Artikel-/Referenznummer sind auf der Produktverpackung angegeben.

ENTSORGUNG

Gebrauchte Streifen sind gemäß den örtlichen Vorschriften und den Verfahren der zahnmedizinischen Einrichtung für gebrauchte Dentalmaterialien zu entsorgen.

PACKUNGSGEHALT

StarLine Dental-Polierstreifen — Menge und Typ wie auf der Produktverpackung angegeben.

MELDUNG SCHWERWIEGENDER VORKOMMNISSE

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorkommnisse sollten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder Patient niedergelassen ist, gemeldet werden. Anfragen zu einem vermuteten schwerwiegenden Vorkommnis können auch an support@kagayaki.eu gerichtet werden.

HERSTELLER UND EU-BEVOLLMÄCHTIGTER

Hersteller: Shenzhen Kagayaki Technology Co., Ltd., 301, Building 1, Zhenyu 2nd Road, Fifth Industrial Zone, Yulu Community, Yutang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China. EUDAMED-Registrierungsnummer (SRN): CN-MF-000050831.

EU-Bevollmächtigter: Aleksandra Bashinskaia, Urbanização Crastos, Lote 43, 8400-450, Porches, Portugal. EUDAMED-Registrierungsnummer (SRN): PT-AR-000050489. Telefon: +351 926605123. E-Mail: ra.pt@kagayakipolish.com.

Für allgemeine Anfragen oder zur Einreichung einer Beschwerde wenden Sie sich an support@kagayaki.eu.

DOKUMENTINFORMATIONEN

- Gebrauchsanweisung für StarLine Dental-Polierstreifen.

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE

 Gebrauchsanweisung beachten	 Nicht wiederverwenden
 Vorsicht	 Medizinprodukt
 CE-Kennzeichnung	 Temperaturbegrenzung
 Vor Sonnenlicht schützen	 Trocken aufbewahren
 Nicht steril	 Hersteller
 Bevollmächtigter in der Europäischen Union	 Katalognummer
 Chargenbezeichnung	 Verwendbar bis
 Eindeutige Produktidentifizierung	 Herstellungsland

VON DIESER ANLEITUNG ABGEDECKTE PRODUKTE

Produkt	REF	EAN / GTIN
Polishing strips for initial polishing StarLine Coarse-Medium 4 mm, 150 pcs	SL0101E	—
Polishing strips for final polishing StarLine Fine-SuperFine 4 mm, 150 pcs	SL0102E	06978412680025
Polishing strips for initial polishing StarLine Coarse-Medium 2 mm, 150 pcs	SL0201E	06978412680032
Polishing strips for final polishing StarLine Fine-SuperFine 2 mm, 150 pcs	SL0202E	06978412680049
Strips kit StarLine Coarse-Medium-Fine-Superfine 4 mm	SL1112E	06978412680056
Strips kit StarLine Coarse-Medium 4 mm/2 mm	SL1201E	06978412680063
Strips kit StarLine Coarse-Medium-Fine-Superfine 2 mm	SL2212E	06978412680070
Strips kit StarLine Fine-SuperFine 4 mm/2 mm	SL1202E	06978412680087
Strips kit StarLine 4 mm/2 mm assorted	SL1212E	06978412680094