

StarLine Dental Polishing Strips

Dental Abrasive Strips

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι οδοντιατρικές ταινίες στίλβωσης StarLine είναι μη αποστειρωμένες οδοντιατρικές λειαντικές ταινίες μίας χρήσης που προορίζονται για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση.

Οι ταινίες αποτελούνται από λεπτό και εύκαμπτο υπόστρωμα lavsan επικαλυμμένο με λειαντικό οξειδίου του αλουμινίου. Κάθε ταινία διαθέτει ένα κεντρικό διάκενο χωρίς λειαντικό για τη διευκόλυνση της εισαγωγής μεταξύ των μεσοδόντιων σημείων επαφής και δύο λειαντικές επιφάνειες εργασίας για διαδοχικό φινίρισμα και στίλβωση.

Το λεπτό και εύκαμπτο υπόστρωμα επιτρέπει τη χρήση των ταινιών σε μεσοδόντιες περιοχές όπου η πρόσβαση μπορεί να είναι περιορισμένη.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Οι οδοντιατρικές ταινίες στίλβωσης StarLine προορίζονται για το φινίρισμα και τη στίλβωση των μεσοδόντιων επιφανειών οδοντικών αποκαταστάσεων.

Οι ταινίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σταδιακό φινίρισμα και στίλβωση μεσοδόντιων επιφανειών αποκατάστασης όπου η πρόσβαση με περιστροφικά εργαλεία μπορεί να είναι περιορισμένη.

Το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο από επαγγελματίες οδοντιάτρους.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΒΑΘΜΟΙ ΛΕΙΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

- Μπεζ — Αδρό
- Λευκό — Μέτριο
- Γκρι — Λεπτό
- Μπλε — Εξαιρετικά λεπτό

Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τις ταινίες σταδιακά από τον αδρότερο προς τον λεπτότερο βαθμό λειαντικότητας.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΙΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν ο ασθενής έχει γνωστή αλλεργία ή υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα υλικά του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του lavsan ή του οξειδίου του αλουμινίου.

Δεν αναμένονται συγκεκριμένες ανεπιθύμητες ενέργειες όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σκοπό.

Οι πιθανοί κίνδυνοι που σχετίζονται με ακατάλληλη χρήση περιλαμβάνουν ερεθισμό ή τραυματισμό των μαλακών ιστών, βλάβη στην επιφάνεια της αποκατάστασης ή ενόχληση λόγω υπερβολικής πίεσης ή παρατεταμένης χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Μόνο για επαγγελματική οδοντιατρική χρήση.
- Το προϊόν παρέχεται μη αποστειρωμένο.
- Μόνο για μία χρήση.
- Μην επαναχρησιμοποιείτε.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά ή έχει ανοιχτεί πριν από τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η ταινία έχει υποστεί ζημιά, έχει μολυνθεί, έχει σχιστεί, έχει λυγίσει υπερβολικά, έχει αποκολληθεί σε στρώσεις ή εάν η λειαντική επικάλυψη αποκολλάται.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.
- Αποφεύγετε την υπερβολική πίεση κατά τη χρήση.
- Η παρατεταμένη χρήση ή η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει θερμότητα και να βλάψει την αποκατάσταση ή τους παρακείμενους ιστούς.

- Να είστε προσεκτικοί όταν εργάζεστε κοντά σε μαλακούς ιστούς.
- Ξεπλένετε την περιοχή εργασίας μεταξύ των λειαντικών σταδίων για να απομακρύνετε τα λειαντικά σωματίδια και τα υπολείμματα.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες ταινίες αμέσως μετά τη χρήση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες της οδοντιατρικής μονάδας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Πριν από τη χρήση, αφαιρέστε την περίσσεια υλικού αποκατάστασης και διαμορφώστε την αποκατάσταση όπως απαιτείται χρησιμοποιώντας κατάλληλα οδοντιατρικά εργαλεία.
- Επιλέξτε την κατάλληλη οδοντιατρική ταινία στίλβωσης StarLine ανάλογα με το απαιτούμενο στάδιο φινιρίσματος ή στίλβωσης.
- Ανοίξτε τη συσκευασία αμέσως πριν από τη χρήση.
- Εισαγάγετε το κεντρικό διάκενο χωρίς λειαντικό της ταινίας μεταξύ των μεσοδόντιων σημείων επαφής.
- Τοποθετήστε την επιλεγμένη λειαντική επιφάνεια εργασίας πάνω στην επιφάνεια της αποκατάστασης που πρόκειται να φινιριστεί ή να σιλβωθεί.
- Κρατήστε σταθερά και τα δύο άκρα της ταινίας και μετακινήστε τη λειαντική περιοχή πάνω στην επιφάνεια της αποκατάστασης με ελεγχόμενη παλινδρομική κίνηση.
- Ξεπλύνετε την περιοχή που υποβλήθηκε σε επεξεργασία με νερό για να απομακρύνετε τα λειαντικά σωματίδια και τα υπολείμματα.
- Επαναλάβετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας τον επόμενο λεπτότερο βαθμό λειαντικότητας, εάν απαιτείται.
- Μετά τη χρήση, απορρίψτε την ταινία.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ

- Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε τις ταινίες σταδιακά από τον αδρότερο προς τον λεπτότερο βαθμό λειαντικότητας.
- Μπεζ — Αδρό / Αδρή αφαίρεση: Για αρχικό φινίρισμα, αφαίρεση περισσείας υλικού αποκατάστασης, διαμόρφωση της ανατομίας της αποκατάστασης και αφαίρεση της επιφανειακής στιβάδας αναστολής οξυγόνου.
- Λευκό — Μέτριο / Διαμόρφωση περιγράμματος: Για μείωση της επιφανειακής τραχύτητας και ολοκλήρωση ή τελειοποίηση των περιγραμμάτων και των ορίων.
- Γκρι — Λεπτό / Φινίρισμα: Για αφαίρεση ορατών γρατσουνιών, εξομάλυνση της επιφάνειας της αποκατάστασης και προετοιμασία της επιφάνειας για την τελική στίλβωση.
- Μπλε — Εξαιρετικά λεπτό / Στίλβωση: Για τελική στίλβωση και επίτευξη λείας επιφάνειας υψηλής στιλπνότητας.
- Μην παραλείπετε λειαντικά στάδια όταν απαιτείται τελική επιφάνεια υψηλής ποιότητας.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Αποθηκεύετε το προϊόν σε καθαρό και ξηρό χώρο, προστατευμένο από άμεσο ηλιακό φως, υγρασία, μόλυνση, χημικές ουσίες, θερμότητα και μηχανικές βλάβες.

Συνιστώμενες συνθήκες αποθήκευσης: Θερμοκρασία από +10 °C έως +25 °C· σχετική υγρασία όχι μεγαλύτερη από 80%.

Μεταφέρετε το προϊόν σε κλειστή συσκευασία και προστατεύετ το από υγρασία, μόλυνση, χημικές ουσίες, θερμότητα, άμεσο ηλιακό φως και μηχανικές βλάβες.

Διάρκεια ζωής: 18 μήνες.

Η ημερομηνία λήξης, ο αριθμός LOT και ο αριθμός είδους/αναφοράς αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Οι χρησιμοποιημένες ταινίες πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις διαδικασίες της οδοντιατρικής μονάδας για χρησιμοποιημένα οδοντιατρικά υλικά.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Οδοντιατρικές ταινίες στίλβωσης StarLine — ποσότητα και τύπος όπως αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής. Ερωτήματα σχετικά με ένα πιθανό σοβαρό περιστατικό μπορούν επίσης να αποστέλλονται στο support@kagayaki.eu.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

Κατασκευαστής: Shenzhen Kagayaki Technology Co., Ltd., 301, Building 1, Zhenyu 2nd Road, Fifth Industrial Zone, Yulu Community, Yutang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China. Ενιαίος αριθμός καταχώρισης EUDAMED (SRN): CN-MF-000050831.

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ: Aleksandra Bashinskaja, Urbanizacão Crastos, Lote 43, 8400-450, Porches, Portugal. Ενιαίος αριθμός καταχώρισης EUDAMED (SRN): PT-AR-000050489. Τηλέφωνο: +351 926605123. Email: ra.pt@kagayakipolish.com.

Για γενικά ερωτήματα ή για την υποβολή παραπόνου, επικοινωνήστε με το support@kagayaki.eu.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

- Οδηγίες χρήσης για τις οδοντιατρικές ταινίες στίλβωσης StarLine.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης		Μην επαναχρησιμοποιείτε
	Προσοχή		Ιατροτεχνολογικό προϊόν
	Σήμανση CE		Όριο θερμοκρασίας
	Διατηρείτε μακριά από το ηλιακό φως		Διατηρείτε στεγνό
	Μη αποστειρωμένο		Κατασκευαστής
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση		Αριθμός καταλόγου
	Κωδικός παρτίδας		Ημερομηνία λήξης
	Μοναδικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος		Χώρα κατασκευής

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ			
Προϊόν	REF	EAN / GTIN	
Polishing strips for initial polishing StarLine Coarse-Medium 4 mm, 150 pcs	SL0101E	—	
Polishing strips for final polishing StarLine Fine-SuperFine 4 mm, 150 pcs	SL0102E	06978412680025	
Polishing strips for initial polishing StarLine Coarse-Medium 2 mm, 150 pcs	SL0201E	06978412680032	
Polishing strips for final polishing StarLine Fine-SuperFine 2 mm, 150 pcs	SL0202E	06978412680049	
Strips kit StarLine Coarse-Medium-Fine-Superfine 4 mm	SL1112E	06978412680056	
Strips kit StarLine Coarse-Medium 4 mm/2 mm	SL1201E	06978412680063	
Strips kit StarLine Coarse-Medium-Fine-Superfine 2 mm	SL2212E	06978412680070	
Strips kit StarLine Fine-SuperFine 4 mm/2 mm	SL1202E	06978412680087	
Strips kit StarLine 4 mm/2 mm assorted	SL1212E	06978412680094	