



STARLINE-STRIPS

StarLine Dental Polishing Strips

Dental Abrasive Strips

GENERELL INFORMASJON

StarLine dentale poleringsstrips er ikke-sterile dentale slipstrips til engangsbruk, beregnet for profesjonell tannbehandling.

Stripsene består av en tynn og fleksibel lavsanbakside belagt med slipemiddel av aluminiumoksid. Hver strip har et slipemiddelfritt midtparti som letter innføring mellom approksimale kontaktpunkter, og to slipende arbeidsområder for trinnvis finishering og polering.

Den tynne og fleksible baksiden gjør at stripsene kan brukes i approksimale områder der tilgangen kan være begrenset.

TILTENKT FORMÅL OG INDIKASJONER FOR BRUK

StarLine dentale poleringsstrips er beregnet for finishering og polering av approksimale overflater på dentale restaureringer.

Stripsene kan brukes til trinnvis finishering og polering av approksimale restaureringsoverflater der tilgangen med roterende instrumenter kan være begrenset.

Produktet er kun beregnet for bruk av tannhelsepersonell.

FARGEKODEDE SLIPEGRADER

- Beige — Grov
- Hvit — Medium
- Grå — Fin
- Blå — Superfin

For best resultat skal stripsene brukes trinnvis fra grovere til finere slipegrad.

KONTRAINDIKASJONER OG MULIGE BIVIRKNINGER

Produktet må ikke brukes hvis pasienten har kjent allergi eller overfølsomhet overfor noen av produktmaterialene, inkludert lavsan eller aluminiumoksid.

Ingen spesifikke bivirkninger forventes når produktet brukes som tiltenkt.

Mulige risikoer ved feil bruk omfatter irritasjon eller skade på bløtvev, skade på restaureringsoverflaten eller ubehag som følge av for stort trykk eller langvarig bruk.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Kun til profesjonell tannbehandling.
- Produktet leveres ikke-sterilt.
- Kun til engangsbruk.
- Må ikke gjenbrukes.
- Produktet må ikke brukes hvis emballasjen er skadet eller åpnet før bruk.
- Produktet må ikke brukes hvis stripen er skadet, kontaminert, revet, kraftig bøyd eller delaminert, eller hvis slipebelegget løsner.
- Produktet må ikke brukes etter utløpsdatoen angitt på emballasjen.
- Unngå for stort trykk under bruk.
- Langvarig bruk eller for stort trykk kan utvikle varme og skade restaureringen eller tilstøtende vev.
- Vær forsiktig ved arbeid nær bløtvev.
- Skyll arbeidsområdet mellom slipetrinnene for å fjerne slipepartikler og rester.

- Kast brukte strips umiddelbart etter bruk i samsvar med lokale regler og tannklinikkens prosedyrer.

BRUKSANVISNING

1. Fjern overflødig restaureringsmateriale før bruk, og konturer restaureringen etter behov med egnede dentale instrumenter.
2. Velg riktig StarLine dental poleringsstrip i henhold til nødvendig finisherings- eller poleringstrinn.
3. Åpne emballasjen umiddelbart før bruk.
4. Før stripens slipemiddelfrie midtparti inn mellom de approksimale kontaktpunktene.
5. Plasser det valgte slipende arbeidsområdet over restaureringsoverflaten som skal finisheres eller poleres.
6. Hold godt fast i begge ender av stripen, og beveg slipeområdet over restaureringsoverflaten med en kontrollert frem-og-tilbake-bevegelse.
7. Skyll det behandlede området med vann for å fjerne slipepartikler og rester.
8. Gjenta om nødvendig prosedyren med neste finere slipegrad.
9. Kast stripen etter bruk.

ANBEFALT REKKEFØLGE

- For best resultat skal stripsene brukes trinnvis fra grovere til finere slipegrad.
- Beige — Grov / Grov reduksjon: For innledende finishering, fjerning av overflødig restaureringsmateriale, forming av restaureringens anatomi og fjerning av det overflatiske oksygeninhiberte laget.
- Hvit — Medium / Konturering: For å redusere overflateruhet og fullføre eller finjustere konturer og kanter.
- Grå — Fin / Finishering: For å fjerne synlige riper, jevne ut restaureringsoverflaten og klargjøre overflaten for sluttpolering.
- Blå — Superfin / Polering: For sluttpolering og en glatt overflate med høy glans.
- Ikke hopp over slipetrinn når det kreves en sluttflate av høy kvalitet.

OPPBEVARING, TRANSPORT OG HOLDBARHET

Oppbevar produktet på et rent og tørt sted, beskyttet mot direkte sollys, fuktighet, kontaminering, kjemikalier, varme og mekanisk skade.

Anbefalte oppbevaringsforhold: temperatur fra +10 °C til +25 °C; relativ luftfuktighet høyst 80 %.

Transporter produktet i lukket emballasje og beskytt det mot fuktighet, kontaminering, kjemikalier, varme, direkte sollys og mekanisk skade.

Holdbarhet: 18 måneder.

Utløpsdato, LOT-nummer og artikkel-/referansenummer er angitt på produktemballasjen.

AVHENDING

Brukte strips skal kastes i samsvar med lokale regler og tannklinikkens prosedyrer for brukte dentale materialer.

PAKNINGSINNHold

StarLine dentale poleringsstrips — mengde og type som angitt på produktemballasjen.

RAPPORTERING AV ALVORLIGE HENDELSER

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med utstyret, skal rapporteres til produsenten og til vedkommende myndighet i medlemsstaten

der brukeren og/eller pasienten er etablert. Spørsmål om en mistenkt alvorlig hendelse kan også sendes til support@kagayaki.eu.

PRODUSENT OG AUTORISERT REPRESENTANT I EU

Produsent: Shenzhen Kagayaki Technology Co., Ltd., 301, Building 1, Zhenyu 2nd Road, Fifth Industrial Zone, Yulu Community, Yutang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China. EUDAMED-registreringsnummer (SRN): CN-MF-000050831.

Autorisert representant i EU: Aleksandra Bashinskaia, Urbanização Crastos, Lote 43, 8400-450, Porches, Portugal. EUDAMED-registreringsnummer (SRN): PT-AR-000050489. Telefon: +351 926605123. E-post: ra.pt@kagayakipolish.com.

Kontakt support@kagayaki.eu ved generelle spørsmål eller for å sende inn en klage.

DOKUMENTINFORMASJON

- Bruksanvisning for StarLine dentale poleringsstrips.

FORKLARING AV SYMBOLER

 Se bruksanvisningen	 Må ikke gjenbrukes
 Forsiktig	 Medisinsk utstyr
 CE-merking	 Temperaturgrense
 Beskyttes mot sollys	 Oppbevares tørt
 Ikke-steril	 Produsent
 Autorisert representant i Den europeiske union	 Katalognummer
 Batchkode	 Utløpsdato
 Unik utstyrsidentifikasjon	 Produksjonsland

PRODUKTER SOM OMFATTES AV DENNE INSTRUKSJONEN

Produkt	REF	EAN / GTIN
Polishing strips for initial polishing StarLine Coarse-Medium 4 mm, 150 pcs	SL0101E	—
Polishing strips for final polishing StarLine Fine-SuperFine 4 mm, 150 pcs	SL0102E	06978412680025
Polishing strips for initial polishing StarLine Coarse-Medium 2 mm, 150 pcs	SL0201E	06978412680032
Polishing strips for final polishing StarLine Fine-SuperFine 2 mm, 150 pcs	SL0202E	06978412680049
Strips kit StarLine Coarse-Medium-Fine-Superfine 4 mm	SL1112E	06978412680056
Strips kit StarLine Coarse-Medium 4 mm/2 mm	SL1201E	06978412680063
Strips kit StarLine Coarse-Medium-Fine-Superfine 2 mm	SL2212E	06978412680070
Strips kit StarLine Fine-SuperFine 4 mm/2 mm	SL1202E	06978412680087
Strips kit StarLine 4 mm/2 mm assorted	SL1212E	06978412680094