

StarLine Dental Polishing Strips

Dental Abrasive Strips

GENEL BİLGİLER

StarLine Dental Polisaj Şeritleri, profesyonel dental kullanım için tasarlanmış, tek kullanımlık, steril olmayan dental aşındırıcı şeritlerdir.

Şeritler, alüminyum oksit aşındırıcı ile kaplanmış ince ve esnek lavsan tabandan üretilmiştir. Her şeritte interproksimal temas noktaları arasında yerleştirmeyi kolaylaştıran aşındırıcı içermeyen bir orta boşluk ve sıralı bitirme ile polisaj için iki aşındırıcı çalışma alanı bulunur.

İnce ve esnek taban, şeritlerin erişimin sınırlı olabileceği interproksimal alanlarda kullanılmasını sağlar.

KULLANIM AMACI VE KULLANIM ENDİKASYONLARI

StarLine Dental Polisaj Şeritleri, dental restorasyonların interproksimal yüzeylerini bitirmek ve parlatmak için tasarlanmıştır.

Şeritler, döner aletlerle erişimin sınırlı olabileceği interproksimal restoratif yüzeylerin kademeli olarak bitirilmesi ve parlatılması için kullanılabilir.

Ürün yalnızca diş hekimliği uzmanları tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

RENK KODLU AŞINDIRICI DERECELERİ

- Bej — Kaba
- Beyaz — Orta
- Gri — İnce
- Mavi — Çok ince

En iyi sonuçlar için şeritleri kaba dereceden ince dereceye doğru kademeli olarak kullanın.

KONTRENDİKASYONLAR VE OLASI YAN ETKİLER

Hastanın lavsan veya alüminyum oksit dâhil ürün malzemelerinden herhangi birine karşı bilinen alerjisi veya aşırı duyarlılığı varsa ürünü kullanmayın.

Ürün kullanım amacına uygun kullanıldığında belirli bir yan etki beklenmez.

Yanlış kullanımla ilişkili olası riskler arasında yumuşak dokuda tahriş veya yaralanma, restorasyon yüzeyinde hasar ya da aşırı basınç veya uzun süreli kullanıma bağlı rahatsızlık yer alır.

UYARILAR VE ÖNLEMLER

- Yalnızca profesyonel dental kullanım içindir.
- Ürün steril olmayan şekilde tedarik edilir.
- Yalnızca tek kullanımlıktır.
- Tekrar kullanmayın.
- Ambalaj hasarlıysa veya kullanımdan önce açılmışsa ürünü kullanmayın.
- Şerit hasarlı, kontamine, yırtılmış, aşırı bükülmüş veya katmanlarına ayrılmışsa ya da aşındırıcı kaplama soyuluyorsa ürünü kullanmayın.
- Ambalajda belirtilen son kullanma tarihinden sonra ürünü kullanmayın.
- Kullanım sırasında aşırı basınç uygulamayın.
- Uzun süreli kullanım veya aşırı basınç ısı oluşturabilir ve restorasyona veya komşu dokulara zarar verebilir.
- Yumuşak dokuların yakınında çalışırken dikkatli olun.

- Aşındırıcı parçacıkları ve kalıntıları gidermek için aşındırma aşamaları arasında çalışma alanını durulayın.
- Kullanılmış şeritleri kullanımdan hemen sonra yerel düzenlemelere ve diş kliniğinin prosedürlerine uygun olarak atın.

KULLANIM TALİMATLARI

- Kullanımdan önce fazla restoratif materyali çıkarın ve restorasyonu uygun dental aletlerle gerektiği şekilde şekillendirin.
- Gerekli bitirme veya polisaj aşamasına göre uygun StarLine Dental Polisaj Şeridini seçin.
- Ambalajı kullanımdan hemen önce açın.
- Şeridin aşındırıcı içermeyen orta boşluğunu interproksimal temas noktaları arasına yerleştirin.
- Seçilen aşındırıcı çalışma alanını bitirilecek veya parlatılacak restoratif yüzey üzerine konumlandırın.
- Şeridin her iki ucunu sıkıca tutun ve aşındırıcı alanı kontrollü ileri geri hareketle restorasyon yüzeyi üzerinde hareket ettirin.
- Aşındırıcı parçacıkları ve kalıntıları gidermek için işlem yapılan alanı suyla durulayın.
- Gerekirse işlemi bir sonraki daha ince aşındırıcı dereceyle tekrarlayın.
- Kullanımdan sonra şeridi atın.

ÖNERİLEN SIRA

- En iyi sonuçlar için şeritleri kaba dereceden ince dereceye doğru kademeli olarak kullanın.
- Bej — Kaba / Kaba azaltma: İlk bitirme, fazla restoratif materyalin çıkarılması, restorasyon anatomisinin şekillendirilmesi ve yüzeysel oksijen inhibisyon tabakasının kaldırılması için.
- Beyaz — Orta / Konturlama: Yüzey pürüzlülüğünü azaltmak ve konturları ve kenarları tamamlamak veya hassaslaştırmak için.
- Gri — İnce / Bitirme: Görünür çizikleri gidermek, restorasyon yüzeyini düzleştirmek ve yüzeyi son polisaja hazırlamak için.
- Mavi — Çok ince / Polisaj: Son polisaj ve pürüzsüz, yüksek parlaklıkta bir yüzey elde etmek için.
- Yüksek kaliteli bir son yüzey gerektiğinde aşındırma aşamalarını atlamayın.

SAKLAMA, TAŞIMA VE RAF ÖMRÜ

Ürünü doğrudan güneş ışığından, nemden, kontaminasyondan, kimyasallardan, ısıdan ve mekanik hasardan korunan temiz ve kuru bir yerde saklayın.

Önerilen saklama koşulları: +10 °C ile +25 °C arası sıcaklık; en fazla %80 bağıl nem.

Ürünü kapalı ambalajda taşıyın ve nemden, kontaminasyondan, kimyasallardan, ısıdan, doğrudan güneş ışığından ve mekanik hasardan koruyun.

Raf ömrü: 18 ay.

Son kullanma tarihi, LOT numarası ve ürün/referans numarası ürün ambalajında belirtilmiştir.

BERTARAF

Kullanılmış şeritler, yerel düzenlemelere ve diş kliniğinin kullanılmış dental materyallere ilişkin prosedürlerine uygun olarak atılmalıdır.

AMBALAJ İÇERİĞİ

StarLine Dental Polisaj Şeritleri — ürün ambalajında belirtilen miktar ve tipte.

CİDDİ OLAYLARIN BİLDİRİLMESİ

Cihazla ilgili meydana gelen her ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın yerleşik olduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir. Şüpheli bir ciddi olayla ilgili sorular support@kagayaki.eu adresine de gönderilebilir.

ÜRETİCİ VE AB YETKİLİ TEMSİLCİSİ

Üretici: Shenzhen Kagayaki Technology Co., Ltd., 301, Building 1, Zhenyu 2nd Road, Fifth Industrial Zone, Yulu Community, Yutang Subdistrict, Guangming District, Shenzhen, China. EUDAMED Tek Kayıt Numarası (SRN): CN-MF-000050831.

AB Yetkili Temsilcisi: Aleksandra Bashinskaia, Urbanização Crastos, Lote 43, 8400-450, Porches, Portugal. EUDAMED Tek Kayıt Numarası (SRN): PT-AR-000050489. Telefon: +351 926605123. E-posta: ra.pt@kagayakipolish.com.

Genel sorular veya şikâyet göndermek için support@kagayaki.eu ile iletişime geçin.

BELGE BİLGİLERİ

- StarLine Dental Polisaj Şeritleri Kullanım Talimatları.

SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI

 Kullanım talimatlarına bakın	 Tekrar kullanmayın
 Dikkat	 Tıbbi cihaz
 CE işareti	 Sıcaklık sınırı
 Güneş ışığından uzak tutun	 Kuru tutun
 Steril değildir	 Üretici
 Avrupa Birliği yetkili temsilcisi	 Katalog numarası
 Parti kodu	 Son kullanma tarihi
 Benzersiz cihaz tanımlayıcısı	 Üretim ülkesi

BU TALİMATIN KAPSADIĞI ÜRÜNLER

Ürün	REF	EAN / GTIN
Polishing strips for initial polishing StarLine Coarse-Medium 4 mm, 150 pcs	SL0101E	—
Polishing strips for final polishing StarLine Fine-SuperFine 4 mm, 150 pcs	SL0102E	06978412680025
Polishing strips for initial polishing StarLine Coarse-Medium 2 mm, 150 pcs	SL0201E	06978412680032
Polishing strips for final polishing StarLine Fine-SuperFine 2 mm, 150 pcs	SL0202E	06978412680049
Strips kit StarLine Coarse-Medium-Fine-Superfine 4 mm	SL1112E	06978412680056
Strips kit StarLine Coarse-Medium 4 mm/2 mm	SL1201E	06978412680063
Strips kit StarLine Coarse-Medium-Fine-Superfine 2 mm	SL2212E	06978412680070
Strips kit StarLine Fine-SuperFine 4 mm/2 mm	SL1202E	06978412680087
Strips kit StarLine 4 mm/2 mm assorted	SL1212E	06978412680094